

ISTRUZIONI PER L'USO ITALIANO

Descrizione

Ogni confezione contiene microcuvette Tsmar[®] INR confezionate singolarmente da utilizzare esclusivamente con il dispositivo LabPad® dell'azienda Biosynek. Il numero di microcuvette è riportato sulla confezione accanto al simbolo ▽.

1/ Introduzione


Le microcuvette Tsmar[®] INR sono del dispositivo medico-diagnostico in vitro monouso che consentono di misurare i valori di coagulazione del sangue. Si utilizzano con sangue capillare fresco e sanguoso venoso senza anticoagulanti orali. Per un'utilizzo ottimale, consultare le Istruzioni per l'uso e il Manuale d'uso LabPad®.

2/ Uso previsto

Le microcuvette Tsmar[®] INR usate con il dispositivo LabPad® permettono di misurare il tempo di protrombina (PT), il valore di INR (International Normalized Ratio) e il tempo di Quick (QT). Questa misurazione è utile per i pazienti che assumono anticoagulanti orali attivati dal sangue (VKA) e per i pazienti che hanno una storia di trombofibrinolisi. Il tempo di INR è una stima quantitativa unica tra le valori di INR e il tempo di Protrombina che dipende dai parametri biologici dei lotti della Tsmar[®] INR. Prima di ogni misura questi parametri sono letti da Datarimatrix della microcuvetta.

3/ Principio di misura

Tsmar[®] INR è una microcuvetta monouso che integra una microfluidica innovativa contenente un reattivo procoagulante incorporato in forma esistica. Una volta inserita nel dispositivo di prova LabPad®, un campione di sangue capillare viene ricavato dalla microcuvetta e misurato con il reattivo per determinare la coagulazione automatica quantitativa del tempo di protrombina (PT). Il rilevamento di questi valori è necessario per i pazienti che assumono anticoagulanti orali antagonisti della vitamina K (VKA) che devono verificare regolarmente il proprio tempo di protrombina, il valore INR e il tempo di Quick.



4/ Contenuto della microcuvetta

Ogni microcuvetta contiene un reattivo, responsabile del colore bianco del microcuvetto centrale. Si tratta di trombofibrinolisi umana ricombinante associata a un'inibitore dell'epatina e coagulante.

5/ Precauzioni e avvertenze

Prima di utilizzare, controllare la data di scadenza riportata sia sulla bustina individuale. Per qualsiasi dubbio, consultare il proprio rivenditore.

Il numero di lotto riportato sulla bustina individuale deve inequivocabilmente corrispondere a quello riportato sulla confezione. In caso di discrepanza, contattare il proprio rivenditore.

Non dimenticare di inserire la microcuvetta nel dispositivo PRIMO[®] quando si pulisce. Non usare la goccia di sangue direttamente nel dispositivo LabPad®.

5.1 Avvertenze

Per utilizzare, controllare la data di scadenza riportata sia sulla bustina individuale. Per qualsiasi dubbio, consultare il proprio rivenditore.

Il numero di lotto riportato sulla bustina individuale deve inequivocabilmente corrispondere a quello riportato sulla confezione. In caso di discrepanza, contattare il proprio rivenditore.

Non dimenticare di inserire la microcuvetta nel dispositivo PRIMO[®] quando si pulisce. Non usare la goccia di sangue direttamente nel dispositivo LabPad®.

5.2 Avvertenze

Per utilizzare, controllare la data di scadenza riportata sia sulla bustina individuale. Inoltre, alcuni cambiamenti di regime alimentare e alcune patologie influenzano l'azione dei farmaci anticoagulanti.

6/ Conservazione e manipolazione

Conservare le microcuvette Tsmar[®] INR nell'apposita bustina individuale fino al momento dell'uso.

Le microcuvette si possono conservare a una temperatura compresa tra 15° e 25°C fino alla data di scadenza riportata sulla confezione.

7/ Condizioni operative

Collocare il dispositivo LabPad® su una superficie piana e stabile, non soggetta a vibrazioni. La temperatura ambiente deve essere compresa tra 15° e 32°C il livello di umidità inferiore all'85%.

Il dispositivo LabPad® deve essere utilizzato in un ambiente ambientale (Cfr. capitolo 6 Conservazione e manutenzione). Dato che il reattivo contenuto nella microcuvetta è sensibile all'umidità, si raccomanda di non usare la Tsmar[®] INR in condizioni di umidità elevate.

Una volta aperta la bustina, utilizzare la microcuvetta entro 10 minuti.

8/ Prima di eseguire una misurazione di INR

Consultare il Manuale d'uso LabPad®. Assicurarsi di rispettare le condizioni di scadenza (Cfr. capitolo 7 Condizioni di scadenza) e di non utilizzare i dispositivi di uso.

• una lenzuola monouso o un puntiglio dotato di lancetta nuova. Verificare che siano compatibili con la misurazione di INR; si consiglia di utilizzare una lancetta 21G. Consultare le Istruzioni per l'uso dei suddetti prodotti.

• una guida o un fazzoletto di carta e un rotolo di carta.

9/ Praticare una goccia di sangue

Lavare le mani del paziente con sapone e sapone e aggiungere molto bene con un panno o un tessuto che non rilasci pelucchi. Inserire la microcuvetta Tsmar[®] INR nel dispositivo LabPad®. Si dispongono di due punti per il tempo di protrombina (PT) e il tempo rapido (QT). Questa medicina è necessaria per pazienti sotto trattamento anticoagulante orale con antagonisti di vitamina K che requires copiare periodicamente sul tempo di protrombina (PT), il valore INR e il tempo rapido (QT).

La placca curva dove si deposita la goccia di sangue

Microcanale contenente il reattivo, dove viene aspirata la goccia di sangue

La matrice di data contiene tutta la informazione necessaria per realizzare il test, così come la fecha de caducidad del controllo e el apartado "Controles de calidad" del manual de uso del LabPad®.

L'operazione si deve effettuare in una sola mossa. Mantenere il dito del paziente al livello dell'incisivo fino al cambiamento di schermata, segnato da un bip.

Se la goccia di sangue non è stata applicata in maniera corretta, gettarla via. L'operazione si deve effettuare in una sola mossa. Mantenere il dito del paziente al livello dell'incisivo fino al cambiamento di schermata, segnato da un bip.

10/ Misurazione di INR

Il risultato del test di coagulazione è di default automaticamente visualizzato sul dispositivo LabPad® in unità INR. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d'uso LabPad®, capitolo "Unità di misura".

Per estrarre la microcuvetta, capovolgere il LabPad® e premere il tasto blu situato sul lato del dispositivo. La microcuvetta dovrà essere preferibilmente smaltita con i rifiuti sanitari (Cfr. Manuale d'uso LabPad®, capitolo "Estrazione della Tsmar[®] INR").

11/ Risultati

Il risultato del test di coagulazione è di default automaticamente visualizzato sul dispositivo LabPad® in unità INR. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d'uso LabPad®, capitolo "Unità di misura".

Per estrarre la microcuvetta, capovolgere il LabPad® e premere il tasto blu situato sul lato del dispositivo. La microcuvetta dovrà essere preferibilmente smaltita con i rifiuti sanitari (Cfr. Manuale d'uso LabPad®, capitolo "Estrazione della Tsmar[®] INR").

12/ Disinfettione e pulizia

Una volta estrauta dalla busta, la microcuvetta Tsmar[®] INR può essere usata direttamente, puramente stato rispettare le condizioni operative e di conservazione (Cfr. capitolo 6 e 7).

Pot la pulizia del dispositivo, consultare il Manuale d'uso LabPad®, capitolo "Pulizia".

ATTENZIONE

Non usare in nessun caso uno spray vaporizzatore.

13/ Controlli Qualità

Il misuratore di INR è un sistema tecnologicamente avanzato che esegue i controlli di qualità prima di effettuare una misurazione. Se ci risiede un problema che potrebbe interferire con la misurazione, viene visualizzato un messaggio d'errore (Cfr. Manuale d'uso LabPad®, capitolo "Messaggi d'errore").

14/ Performance analitica

La precisione dei risultati della misurazione corrisponde a un CV di INR <6% per il sangue capillare e <5% per il sangue venoso nell'intervalllo terapeutico. Queste prestazioni analitiche risultano da numerosi studi clinici che dimostrano i risultati ottenuti sui campioni di sangue capillare e di sangue venoso con un metodo di riferimento in laboratorio e con il metodo d'omero. Questi dati saranno resi disponibili al personale medico-sanitario esclusivamente su richiesta.

Per estrarre la microcuvetta, capovolgere il LabPad® e premere il tasto blu situato sul lato del dispositivo. La microcuvetta dovrà essere preferibilmente smaltita con i rifiuti sanitari (Cfr. Manuale d'uso LabPad®, capitolo "Estrazione della Tsmar[®] INR").

15/ Avvertenza

- Non toccare la microcuvetta Tsmar durante un test.
- Non attendere più di 15 secondi dopo la puntura del dito per applicare il sangue.
- Non pulire il dito di un paziente con le mani umide (residuo di acqua e gel).

16/ Instruzioni per la pulizia e desinfeczione

Dopo aver pulito la microcuvetta, la rimettere nel dispositivo LabPad®.

ATTENZIONE

- Non effettuare un test con una goccia di sangue di una puntura precedente.

17/ Storage and handling

Le cupe dei valori da INR situano-se entro 0.8 e 8.0, tempo de protrombina (PT) entre 7 e 72 secondi e o Quick time (QT) entre 10 e 110%.

Non pulire il dito di un paziente con le mani umide (residuo di acqua e gel).

18/ Instrucciones para la limpieza y desinfección

Después de limpiar la cuadrueta, volver a colocarla en el dispositivo LabPad®.

19/ Control de la calidad

El resultado de ensayo de INR se precisa entre -40% y +5% de sangre capilar y +5% de sangre venosa.

No utilizar la presencia de APA (antícoagulantes anti-VKA) que devan verificare regularmente el tiempo de protrombina (PT) y el tiempo de Quick (QT).

20/ Getting ready

Para efectuar la prueba, debe tener en cuenta lo siguiente:

21/ ATENÇÃO !

- Nunca efectuar un test con una goccia de sangre de una puntura anterior.

22/ Instruções para a limpeza e desinfecção

Após limpar a cuadrueta, voltar a colocá-la no dispositivo LabPad®.

23/ Controle de qualidade

O resultado da medição é valor INR entre -40% e +5% de sangue capilar e +5% de sangue venoso.

Não utilizar a presença de APA (anticoagulantes anti-VKA) que devem ser verificadas regularmente o tempo de protrombina (PT) e o tempo de Quick (QT).

24/ Preparação

Para efectuar a prueba, debe tener en cuenta lo siguiente:

25/ ATENÇÃO !

- Nunca efectuar un test con una goccia de sangre de una puntura anterior.

26/ Instruções para a limpeza e desinfecção

Após limpar a cuadrueta, voltar a colocá-la no dispositivo LabPad®.

27/ Controle de qualidade

O resultado da medição é valor INR entre -40% e +5% de sangue capilar e +5% de sangue venoso.

Não utilizar a presença de APA (anticoagulantes anti-VKA) que devem ser verificadas regularmente o tempo de protrombina (PT) e o tempo de Quick (QT).

28/ Preparação

Para efectuar a prueba, debe tener en cuenta lo siguiente:

29/ ATENÇÃO !

- Nunca efectuar un test con una goccia de sangre de una puntura anterior.

30/ Instruções para a limpeza e desinfecção

Após limpar a cuadrueta, voltar a colocá-la no dispositivo LabPad®.

31/ Controle de qualidade

O resultado da medição é valor INR entre -40% e +5% de sangue capilar e +5% de sangue venoso.

Não utilizar a presença de APA (anticoagulantes anti-VKA) que devem ser verificadas regularmente o tempo de protrombina (PT) e o tempo de Quick (QT).

32/ Preparação

Para efectuar a prueba, debe tener en cuenta lo siguiente:

33/ ATENÇÃO !

- Nunca efectuar un test con una goccia de sangre de una puntura anterior.

34/ Instruções para a limpeza e desinfecção

Após limpar a cuadrueta, voltar a colocá-la no dispositivo LabPad®.

35/ Controle de qualidade

O resultado da medição é valor INR entre -40% e +5% de sangue capilar e +5% de sangue venoso.

Não utilizar a presença de APA (anticoagulantes anti-VKA) que devem ser verificadas regularmente o tempo de protrombina (PT) e o tempo de Quick (QT).

36/ Preparação

Para efectuar a prueba, debe tener en cuenta lo siguiente:

37/ ATENÇÃO !

- Nunca efectuar un test con una goccia de sangre de una puntura anterior.

38/ Instruções para a limpeza e desinfecção

Após limpar a cuadrueta, voltar a colocá-la no dispositivo LabPad®.

39/ Controle de qualidade

O resultado da medição é valor INR entre -40% e +5% de sangue capilar e +5% de sangue venoso.

Não utilizar a presença de APA (anticoagulantes anti-VKA) que devem ser verificadas regularmente o tempo de protrombina (PT) e o tempo de Quick (QT).

40/ Preparação

**BIO SYNERGY****AUPOZORNÍ**

Na zářízení se nesmí používat žádny prostík.

13/ Kontrola kvality

Testovací zařízení LabPad® je technologicky vyspělý systém, který představuje novou generaci mimořádně přesných a rychlých testů. Pokud máte výrobcův certifikát kvality, můžete použít základního měření. Výrobce přistojí za záruku chybou hlsení. Je „Erör“ (českým kódem) či „Chybou hlsení“?

INR

číslo

číslo